

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE MICROBIOLOGÍA (Anexo del SIG-IN-AM-006 Versión 3)				
Matriz	Parámetro	Temperatura de Almacenamiento	Tiempo para análisis	Recipiente
Suelo	Salmonella spp	< 10 °C	6 horas	Plástico o vidrio de borosilicato no reactivo o en bolsas de plástico preesterilizados.
	Coliformes Fecales		8 horas (Se puede extender a 24 horas)	Botellas de vidrio no tóxico o plástico adecuado (p. ej., polipropileno o polietileno lineal). Desechables preesterilizados bolsas o botellas de plástico (con o sin agente decolorante).
	Coliformes Totales		8 horas (Se puede extender a 30 horas)	
	Escherichia coli		30 horas	
	Nematodos		24 horas	Recipientes de vidrio o plástico (ej., polipropileno, polietileno, bolsas plastica, botellas de plástico, entre otros) preesterilizados.
	Microbiológico		48 horas	
Lodo	Salmonella spp	< 10 °C	6 horas	Recipientes de vidrio o plástico estériles, no tóxicos y con tapas a prueba de fugas.
	Coliformes Fecales		8 horas (Se puede extender a 24 horas para Biosólidos de clase A y B).	
	Huevos de helmintos	4 ± 2 °C	30 días	Los recipientes de polietileno o polipropileno inerte de 500 ml de capacidad, antes de la toma de muestra deben ser enjuagados primero con agua potable a chorro y luego con agua destilada.
Abonos, Fertilizantes Y acondicionadores	Enterobacterias	2 a 8 °C	48 horas	Recipientes de vidrio o plástico (ej., polipropileno, polietileno, bolsas plastica, botellas de plástico, entre otros) preesterilizados.
	Salmonella spp			
	Coliformes totales			
	Coliformes fecales			
	Escherichia coli			
	Huevos de helmintos			
	Fitopatógenos			
Bioinsumos	Enterobacterias	2 a 8 °C	48 horas	Recipientes de vidrio o plástico (ej., polipropileno, polietileno, bolsas plastica, botellas de plástico, entre otros) preesterilizados.
	Salmonella spp			
	Coliformes totales			
	Coliformes fecales			
	Escherichia coli			
	Bacterias Mesófilas	< 10 °C		
	Hongos			
Agua	Coliformes Fecales	< 10 °C	8 horas	Recipientes de vidrio o plástico (ej., polipropileno, polietileno, bolsas plastica, botellas de plástico, entre otros) preesterilizados.
	Hongos		30 horas	
	Bacterias Mesófilas			
	Coliformes Totales			
	Escherichia coli			
	Salmonella spp		24 horas	
	Material vegetal		Hongos	< 10 °C
Pseudomonas spp		2 a 8 °C		
Alimento	Bacterias Mesófilas	2 a 8 °C	Máximo 5 días	Recipientes de vidrio o plástico (ej., polipropileno, polietileno, bolsas plastica, botellas de plástico, entre otros) preesterilizados.
	Coliformes fecales			
	Coliformes totales			
	Escherichia coli			
	Salmonella spp			
	Staphylococcus áureos			